





**Βαθιμόνηση και ανιχνευσιμότητα:** Το σύστημα (μετρητής και δοκιμαστικές ταινίες) έχει βαθιμομηθεί με φλεβικό αίμα που περιέχει διάφορες συγκεντρώσεις γλυκόζης. Οι τιμές αναφοράς λαμβάνονται με χρήση της μεθόδου της εξοκασής, η οποία βαθιμονομείται με χρήση της μεθόδου ID-GCMS. Η μέθοδος ID-GCMS, ως η μέθοδος με την υψηλότερη μετρολογική ποιότητα (τάξης), είναι ανιχνευσιμη (traceable) σε πρότυπο του NIST. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αλυσιδα ανιχνευσιμότητας, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτές τις δοκιμαστικές ταινίες για διαλύματα ελέγχου μπορούν επίσης να ανιχνευθούν κατά το πρότυπο του NIST.

**Όριο ανίχνευσης (χαμηλότερη τιμή που μπορεί να εμφανιστεί):** 10 mg/dL (0,6 mmol/L) για τη δοκιμαστική ταινία

**Εύρος μέτρησης του συστήματος:** 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)

**Μέγεθος δείγματος:** 0,6 µL

**Χρόνος μέτρησης:** 5 δευτερόλεπτα

**Ακρίβεια συστήματος:**

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκεντρώσεις γλυκόζης χαμηλότερες από 100 mg/dL (χαμηλότερες από 5,55 mmol/L)

<b>εντός ±5 mg/dL (εντός ±0,28 mmol/L)</b>	<b>εντός ±10 mg/dL (εντός ±0,56 mmol/L)</b>	<b>εντός ±15 mg/dL (εντός ±0,83 mmol/L)</b>
145/180 (80,6 <span> </span> %)	178/180 (98,9 <span> </span> %)	180/180 (100 <span> </span> %)

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκεντρώσεις γλυκόζης μεγαλύτερες ή ίσες με 100 mg/dL (μεγαλύτερες ή ίσες με 5,55 mmol/L)

<b>εντός ±5<span> </span>%</b>	<b>εντός ±10<span> </span>%</b>	<b>εντός ±15<span> </span>%</b>
242/420 (57,6 <span> </span> %)	366/420 (87,1 <span> </span> %)	407/420 (96,9 <span> </span> %)

Αποτελέσματα ακρίβειας συστήματος για συγκεντρώσεις γλυκόζης αίματος μεταξύ 22 mg/dL (1,2 mmol/L) και 527 mg/dL (29,2 mmol/L)

<b>εντός ±15 mg/dL ή εντός ±15<span> </span>% (εντός ±0,83 mmol/L ή εντός ±15<span> </span>%)</b>
587/600 (97,8 <span> </span> %)

**Επαληθευσιμότητα:**

Μέση τιμή	[mg/dL]	42,0	89,3	121,2	183,8	309,6
	[mmol/L]	2,3	4,9	6,7	10,2	17,2
Τυπική απόκλιση	[mg/dL]	1,9	3,6	4,6	6,3	11,6
	[mmol/L]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
Συντελεστής μεταβλητότητας [%]		—	—	3,8	3,4	3,7

Μέση τιμή	[mg/dL]	45,1	118,7	307,4
	[mmol/L]	2,5	6,6	17,1
Τυπική απόκλιση	[mg/dL]	1,4	3,0	7,7
	[mmol/L]	0,09	0,2	0,4
Συντελεστής μεταβλητότητας (%)		—	2,5	2,5

**Αξιολόγηση απόδοσης από τον χρήστη:** Μελέτη που πραγματοποιήθηκε για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα μετρήσεων γλυκόζης σε δείγματα από τριχοειδικό αίμα του άκρου του δακτύλου που λήφθηκαν από 209 μη ειδικούς έδειξε τα εξής αποτελέματα:

☞Ελάχιστες τιμές κατά την παρασκευή

☞Από *A. calcoacetivus*, ανασυνδουμάσει σε *E. coli*, λεπτομερής περιγραφή στην εγκυκλοπαιδεία: WO 2007/118647 (ως «μεταλλακτικό 31» στον πίνακα 4)

**Σημείωση:** Για επεξεύργηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται και για τον κατάλογο των βιολογραφικών αναφορών, ανατρέξτε στο τέλος αυτού του ένθετου έντυπου.

**Ξετ μέτρησης ελέγχου ποιότητας και γραμμικότητας (εάν είναι διαθέσιμα)**

Διάγραμμα ελέγχου Accu-Chek Aviva – Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ένθετο έντυπο του διαλύματος ελέγχου.

Ξετ ελέγχου γραμμικότητας Accu-Chek – Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο ένθετο έντυπο του σετ γραμμικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.accu-check.com ή επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της Roche.

## Αναφορά σοβαρών περιστατικών

Για ασθενείς/χρήστες/τρίτη πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με πανμοιότυπο κανονιστικό πλαίσιο: εάν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του, συμβεί σοβαρό περιστατικό, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια εθνική αρχή.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** 2021-05

  (SL)

**Πριπομοček za samotestiranje**

**Πριπομοček za testiranje ob pacientu**

### Predvidena uporaba

Sistem Accu-Chek Aviva sestavljajo merilniki iz družine izdelkov Accu-Chek Aviva, testni lističi Accu-Chek Aviva, kontrolna raztopina Accu-Chek Aviva in komplet za preverjanje linearnosti Accu-Chek.

Testni lističi s predvidenim merilnikom ravnι gluκοze v krvi se uporabljajo za kvantitativno merjenje gluκοze v sveži polni kapilarnι, venski, arterijski in neonatalni krvi kot pomoč pri nadzorovanju učinkovitosti vodenja ravnι gluκοze. Namenjeni so za samotestiranje pri osebah s sladkorno boleznijo in za testiranje ob pacientu, ki ga izvede zdravstveno osebjε. Namenjeni so zdravstvenemu osebjυ za diagnostično uporabo *in vitro* v zdravstvenih ustanovah in osebam s sladkorno boleznijo za uporabo doma. Merilniki, ob katerih se uporablja tudi insulinska črpalka, so samo za domačo uporabo. Za podrobnejša navodila za vaš merilnik glejte navodila za uporabo.

Krvni vzorec za merjenje z merilniki iz družine izdelkov Accu-Chek Aviva odvzamemo iz prsta, dlani, podlaktι ali nadlaktι. Če merilnik uporabljate ob insulinski črpalkι, izvajajte merjenje le z vzorcem, odvzetim iz prstne blazινice.

Sistemi niso namenjeni za postavitve diagnoze diabetes mellitus ali za presejalne preskuse, pa tudi ne za merjenje z neonatalnimi krvnimi vzorci iz popkovine. Merjenje z vensko, arterijsko in neonatalno polno krvjo lahko izvaja le zdravstveno osebjε.

### Informacije za uporabnike

**Uvod**

Pred merjenjem ravnι gluκοze v krvi si preberite to navodilo in navodila za uporabo.

Redno merjenje ravnι gluκοze v krvi lahko pripomore k boljsemu vodenju vaše sladkorne boleznι. Medicinske študije potrjujejo, da vi in zdravstveno osebjε lahko vodite ravnι gluκοze v krvi, ki so blizu normalnim. To lahko prepreči ali upočasni razvoj zapletov sladkorne boleznι.

Navodilo vsebuje opozorila in previdnostne ukrepe.

**OPOZORILO** označuje predvidljivo resno nevarnost.

**PREVIDNOSTNI UKREP** opisuje ukrep, ki ga morate sprejeti za varno in učinkovito uporabo izdelka ali za preprečevanje poškodbe izdelka.

#### ⚠ OPOZORILO

**Tveganje zadušitve**

Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki jih je mogoče pogoltniti.

Majhne dele shranjujte nedosegljivo majhnim otrokom in osebam, ki bi lahko pogoltnile majhne dele.

#### ⚠ OPOZORILO

**Tveganje resnega zdravstvenega zapleta**

Neupoštevanje navodil za merjenje za merjenje ali navodil za shranjevanje in uporabo testnih lističev lahko vodi do napačnih rezultatov merjenja.

Skrbno si preberite in upoštevajte napotke v navodilih za uporabo ter navodilih za testne lističe in kontrolne raztopine.

Nevarnost okužbe: Človeška kri je potencialni vir za prenos okužbe. Drugih oseb ne izpostavljajte kontaminiranim sestavinam. Rabljeni testni listič kot kužni material odlagajte med odpadke v skladu z ustreznimi predpisi v državi.

**Vsebina škatlice**

V pakiranju so testni lističi in navodilo.

Ker so reaktivne snovi v majhnih količinah, se po predpisi EU ne štejejo za nevarne snovi. Z vprašanji se obrnite na družbo Roche.

Vse, kar je v tem pakiranju, lahko odvržete med gospodinske odpadke.

**Shranjevanje in uporaba testnih lističev**

• Če je vsebnik odprt ali poškodovan, preden prvič uporabite testne lističe, če pokrovček ni popolnoma zaprt, če vidite kakršnokoli poškodbo pokrovčka ali vsebnika ali če karkoli preprečuje, da bi se pokrovček pravilno zaprl, ne uporabite testnih lističev. Pokličite Center za pomoč uporabnikom in servis.

- Testne lističe shranjujte pri temperaturi med 2 in 30 °C. Testnih lističev ne zamrzujte.
- Testne lističe uporabite pri temperaturi med 8 in 44 °C.
- Testne lističe uporabite pri vlažnosti med 10 in 90 %. Testnih lističev ne shranjujte v vročih in vlažnih prostorih, npr. v kopalnici ali kuhinji.
- Neuporabljene testne lističe shranjujte v originalnem vsebniku z zaprtim pokrovčkom.
- Takoj ko iz vsebnika vzamete testni listič, vsebnik dobro zaprite. S tem preostatle testne lističe zavarujete pred vlago.
- Testni listič uporabite takoj, ko ga vzamete iz vsebnika s testnimi lističi.
- Testne lističe, ki jim je potekel rok uporabnosti, zavrzite. Testni lističi s pretečenim rokom uporabnosti lahko povzročijo napačne rezultate. Rok uporabnosti je natisnjen na škatlici s testnimi lističi in na nalepki vsebnika s testnimi lističi, zraven ☞ ↔. Testni lističi se lahko uporabljajo do natisnjenege roka uporabnosti, če se pravilno shranjujejo in uporabljajo. To velja za testne lističe iz novega, neodprtega vsebnika in za testne lističe iz vsebnika, ki ga je uporabnik že odprl.
- Testni listič uporabite samo enkrat. Testni lističi so samo za enkratno uporabo.

### Merjenje ravnι gluκοze v krvi

**Opomba:** Če merilnik zahteva aktivacijski čip, se obrnite na Center za pomoč uporabnikom in servis.

**Če je vaša prekrvitve slaba, za vas merjenje ravnι gluκοze v krvi ni priporočljivo. Posvetujte se z zdravstvenim osebjem.**

**Pred odvzecom kapljice krvi očistite mesto vboja.**

- Umijte si roke s toplo vodo in milom. Dobro jih splaknite in osušite.
- Pripravite sprožilno napravo.
- Preverite rok uporabnosti, odtsnjen na vsebniku s testnimi lističi. Ne uporabljajte testnih lističev po preteku roka uporabnosti.
- Testni listič vstavite v merilnik v smeri puščic. Merilnik se vključi.
- S sprožilno napravo odzvemite kapljico krvi.
- S kapljico krvi se dotaknite **srednjega** roba rumenega okenca na testnem lističu. Ko se prikaže ☒, odmaknite prst s testnega lističa. Krvi ne nanašajte na vrh testnega lističa.
- Uporabljen testni listič odstranite in zavrzite.

**Opomba:** Če se na prikazu z rezultatom merjenja ravnι gluκοze v krvi izpišeta simbol stekleničke s kontrolno raztopino in utripajoči L, je prišlo do napake.

Ne ukrepajte na podlagi tega rezultata merjenja ravnι gluκοze v krvi. Merjenje ravnι gluκοze v krvi ponovite z novim testnim lističem.

### Merjenje ravnι gluκοze v krvi iz drugega vbodnega mesta

Krvni vzorec lahko odvzamete tudi iz drugih vbodnih mest, ne le iz prstnih blazινic. Druga vbodna mesta so dlani, nadlaket in podlaket. Če vas zanima merjenje ravnι gluκοze v krvi iz drugega vbodnega mesta (AST), se najprej o tem pogovorite z zdravstvenim osebjem. Dodatne informacije o tem, kako izvesti merjenje AST in katere so omejitve, najdite v navodilih za uporabo.

Če merilnik uporabljate v kombinaciji z insulinsko črpalko, izvajajte merjenje le z vzorcem, odvzetim iz prstne blazινice.

#### ⚠ OPOZORILO

**Tveganje resnega zdravstvenega zapleta**

Raven gluκοze v krvi se v prstni blazινici in dlani spreminja hitreje kot na mestu AST (podlaket in nadlaket). Če izvedete merjenje ravnι gluκοze v krvi s krvjo iz podlaktι ali nadlaktι, si lahko napačno interpretirate dejansko raven gluκοze v krvi, kar vodi do nepravilnega zdravljenja.

- Načina AST ne uporabljajte za kalibracijske sistema neprekinjenega merjenja gluκοze.
- Načina AST ne uporabljajte za izračune odmerkov insulina.
- Merjenje ravnι gluκοze v krvi iz drugega vbodnega mesta izvajajte le v obdobjih ravnovesja (ko se raven gluκοze ne spreminja hitro).

### Interpretacija rezultatov merjenja

Normalna raven gluκοze v krvi na tešče pri odrasli osebi brez sladkorne boleznι je manj kot 5,6 mmol/L (100 mg/dL). Normalna raven gluκοze v krvi pri odrasli osebi brez sladkorne boleznι 2 uri po obroku, npr. pri simulaciji z oralnim gluκοzним tolerančnim testom (OGTT) z odmerkom 75 g, je manj kot 7,8 mmol/L (140 mg/dL).<sup>2</sup> Merilo za postavitve diagnoze sladkorna bolezen pri odrasli osebi je raven gluκοze v krvi na tešče 7,0 mmol/L ali več (126 mg/dL ali več), potrjena z dvema meritvama.<sup>1,3,4</sup> Vrednost gluκοze v krvi na tešče pri odrasli osebi med 5,6 in 6,9 mmol/L (100 in 125 mg/dL) se šteje za mejno bazalno glikemijo (prediabetes).<sup>1</sup> Poznamo še druga merila za diagnosticiranje sladkorne boleznι. Posvetujte se z zdravstvenim osebjem o tem, ali imate sladkorno bolezen ali ne. Ljudje s sladkorno boleznijo: Posvetujte se z zdravstvenim osebjem o območju gluκοze v krvi, primernem za vas. Ob nizki ali visoki ravnι gluκοze v krvi ukrepajte tako, kot vam je priporočilo vaše zdravstveno osebjε.

Za informacije o vplivih in prevalenci sladkorne boleznι na vašem področju obiščite spletno stran mednarodne zveze za sladkorno bolezen na naslovu www.idf.org ali pošljite e-pošto na info@idf.org. Za nadaljnja priporočila ali informacije za pomoč se obrnite na nacionalno organizacijo za sladkorno bolezen v svoji državi.

**Neobičajni rezultati merjenja**

Če se na merilniku izpiše **LO**, je vaša raven gluκοze v krvi morda pod 0,6 mmol/L (10 mg/dL).

Če se na merilniku izpiše **HI**, je vaša raven gluκοze v krvi morda višja od 33,3 mmol/L (600 mg/dL).

Če prejmete sporočilo o napaki E-3, glejte navodila za uporabo.

#### ⚠ PREVIDNOSTNI UKREP

**Tveganje resnega zdravstvenega zapleta**

Nikoli ne prezrite simptomov oziroma ne spreminjajte znatno dogovorjenega zdravljenja sladkorne boleznι, ne da bi se posvetovali z zdravstvenim osebjem.

Če se rezultat merjenja ravnι gluκοze v krvi ne ujema z vašim počutjem, naredite naslednje:

- Merjenje ravnι gluκοze v krvi ponovite z novim testnim lističem.
- Izvedite preverjanje delovanja, kot je opisano v navodilih za uporabo.
- O drugih vzrokih glejte navodila za uporabo.

Če se vaše počutje še vedno ne ujema z rezultati merjenja ravnι gluκοze v krvi, se obrnite na zdravstveno osebjε.

### Informacije za zdravstveno osebjε

Sistem se lahko uporablja v zdravniških ambulantah, na splošnih oddelkih, in domnevnih primerih sladkorne boleznι in v nujnih primerih.

**Odvzem in priprava vzorca, ki ju izvede zdravstveno osebjε**

- Pri uporabi merilnikov iz družine izdelkov Accu-Chek Aviva vedno upoštevajte uveljavljene postopke za ravnanje s predmeti, ki so morebiti okuženi s človeško snovjo. Upoštevajte higienske in varnostne predpise, ki veljajo v vašem laboratoriju ali ustanovi.
- Za izvedbo merjenja ravnι gluκοze v krvi je potrebna kapljica krvi. Lahko se uporabι kapilarna kri. Lahko pa tudi venska, arterijska ali neonatalna kri, vendar mora vzorec odvzeti zdravstveno osebjε.
- Bodite pozorni na to, da pred odvzecom krvnega vzorca in nanosom na testni listič očistite arterijsko linijo.
- Sistem je bil preskušen z neonatalno krvjo. Za dobro klinično prakso se priporoča previdnost pri interpretaciji rezultatov merjenja ravnι gluκοze v neonatalni krvi, ki so nižji od 2,8 mmol/L (50 mg/dL). Upoštevajte priporočila za spremljanje novorojencev s kritičnimi vrednostmi gluκοze v krvi, ki veljajo v vaši ustanovi. Vrednosti ravnι gluκοze v krvi pri novorojenih, pri katerih obstaja verjetnost galaktozemije, je treba potrditi še s katero drugo metodo za določanje ravnι gluκοze.
- Za čim večje zmanjšanje učinka glikolize je treba merjenje ravnι gluκοze v venski ali arterijski krvi izvesti v 30 minutah po odvzemu krvnega vzorca.
- Če uporabite pipeto, pazite, da ne nastanejo značni mehurčki.
- Pri vzorcih kapilarne, venske in arterijske krvi se lahko uporabijo naslednji antiokoagulantι ali konservansi: EDTA, litijev ali natrijev heparin. Antikoagulantι, ki vsebujejo jodaacetat ali fluorid, se ne priporočajo.

- Pred merjenjem je treba vzorce, shranjene v hladilniku, počasi ogreti na sobno temperaturo.

**Dodatne informacije za zdravstveno osebjε**

Če rezultat merjenja ravnι gluκοze v krvi ne odraža bolnikovih kliničnih simptomov ali so neobičajno visoki ali nizki, izvedite preverjanje delovanja. Če preverjanje delovanja potrdi pravilno delovanje sistema, ponovite merjenje ravnι gluκοze v krvi. Če je neobičajen tudi naslednji rezultat merjenja ravnι gluκοze v krvi, sledite ustreznim smernicam za nadaljnje ukrepanje.

Vse, kar je v pakiranju, zavrzite skladno s predpisi vaše ustanove. Pri tem upoštevajte lokalne predpise, saj se med državami lahko razlikujejo.

### Omejitve

Določena zdravstvena stanja lahko vodijo do nepravilnega rezultata merjenja. Če veste, da eno ali več naslednjih zdravstvenih stanj velja za vas, ne uporabite testnega lističa. Če ste negotovi, ali katero od zdravstvenih stanj velja za vas, se obrnite na zdravstveno osebjε.

- Koncentracija galaktoze v krvi, ki je >0,83 mmol/L (>15 mg/dL), povzroči previsoke rezultate ravnι gluκοze v krvi.
- Lipemični vzorci (trigliceridi), ki so >20,3 mmol/L (>1.800 mg/dL), lahko povzročijo zvišane rezultate merjenja ravnι gluκοze v krvi.
- Intravenski vnos askorbinske kisline, ki se odraža s koncentracijo askorbinske kisline v krvi >0,17 mmol/L (>3 mg/dL), povzroči previsoke rezultate ravnι gluκοze v krvi.
- Intravenski vnos N-acetilcisteina, ki se odraža s koncentracijo v krvi >307 μmol/L (>5 mg/dL), povzroči previsoke rezultate merjenja ravnι gluκοze v krvi. Ne uporabite med intravenskim odmerjanjem visokega odmerka N-acetilcisteina.
- Pri oslabilnih perifernih prekrvitvi jemanje kapilarne krvi na predvidenih mestih odvzema ni priporočljivo, saj rezultati merjenja ravnι gluκοze morda ne bodo pokazali dejanske, fiziološke ravnι gluκοze v krvi. Do tega lahko pride v naslednjih situacijah: huda dehidracija zaradi diabetične ketoacidoze ali zaradi diabetičnega aketotičnega hiperosmolarnega sindroma, hipotenzija, šok, dekompenzirana srčna insuficienca 4. stopnje po NYHA ali periferne arterijske okluzivne bolezni.
- Vrednost hematokrita mora biti med 10 in 65 %. Posvetujte se z zdravstvenim osebjem, če ne poznate vrednosti hematokrita.
- Sistem je bil glede točnosti preskušen pri nadmorski višini do 3.094 metrov. Sistema ne uporabljajte pri nadmorski višini nad 3.094 metrov.

### Značilnosti delovanja

Merilniki iz družine izdelkov Accu-Chek Aviva in njihovi sistemi izpolnjujejo zahteve standarda ISO 15197:2013 (Diagnostični preskusni sistemi *in vitro* – Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistemi za nadzorovanje gluκοze v krvi, namenjeni samokontroli sladkorne bolezni).

**Kalibracija in sledljivost:** Sistem (merilnik in testni lističi) je kalibriran z vensko krvjo z različnimi koncentracijami gluκοze. Referenčne vrednosti se določijo s heksokinazno metodo, ki se kalibrira z metodo ID-GCMS. Metoda ID-GCMS je kot metoda najvišje metrološke kakovosti (reda) sledljiva (angl. *traceable*) po primarnem standardu NIST. Posledično so tudi s testnimi lističi pridobljeni rezultati preverjanja delovanja s kontrolnimi raztopinami sledljivi s standardom NIST.

**Meja detekcije (najnižja prikazana vrednost):** 0,6 mmol/L (10 mg/dL) na testni listič

**Merilno območje sistema:** 0,6–33,3 mmol/L (10–600 mg/dL)

**Velikost vzorca:** 0,6 µL

**Trajanje merjenja:** 5 sekund

**Točnost sistema:**

Rezultati točnosti sistema pri koncentracijah gluκοze, manjših od 5,55 mmol/L (manjših od 100 mg/dL)

<b>znotraj ±0,28 mmol/L (znotraj ±5 mg/dL)</b>	<b>znotraj ±0,56 mmol/L (znotraj ±10 mg/dL)</b>	<b>znotraj ±0,83 mmol/L (znotraj ±15 mg/dL)</b>
145/180 (80,6 <span> </span> %)	178/180 (98,9 <span> </span> %)	180/180 (100 <span> </span> %)

Rezultati točnosti sistema pri koncentracijah gluκοze 5,55 mmol/L ali več (100 mg/dL ali več)

<b>znotraj ±5<span> </span>%</b>	<b>znotraj ±10<span> </span>%</b>	<b>znotraj ±15<span> </span>%</b>
242/420 (57,6 <span> </span> %)	366/420 (87,1 <span> </span> %)	407/420 (96,9 <span> </span> %)

Rezultati točnosti sistema pri koncentracijah gluκοze med 1,2 mmol/L (22 mg/dL) in 29,2 mmol/L (527 mg/dL)

<b>znotraj ±0,83 mmol/L ali znotraj ±15<span> </span>% (znotraj ±15 mg/dL ali znotraj ±15<span> </span>%)</b>
587/600 (97,8 <span> </span> %)

**Ponovljivost:**

Povprečna vrednost	[mg/dL]	42,0	89,3	121,2	183,8	309,6
	[mmol/L]	2,3	4,9	6,7	10,2	17,2
Standardni odklon	[mg/dL]	1,9	3,6	4,6	6,3	11,6
	[mmol/L]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
Koeficient odstopanja [%]		—	—	3,8	3,4	3,7

**Srednja natančnost:**

Povprečna vrednost	[mg/dL]	45,1	118,7	307,4
	[mmol/L]	2,5	6,6	17,1
Standardni odklon	[mg/dL]	1,4	3,0	7,7
	[mmol/L]	0,09	0,	