

Gluing area

ACCU-CHEK® Solo

Reservoir assembly

Instructions for use

Front side

Roche

ACCU-CHEK®

C E 0123

Approved/listed/registered under the product name: Accu-Chek Solo micropump system

ACCU-CHEK and ACCU-CHEK Solo are trademarks of Roche.

© 2020 Roche Diabetes Care GmbH

Sandofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

Last update: 2020-05

back side

Roche-LOT

Mat.-No. 0789350001

Gluing area

ACCU-CHEK® Instructions for use

ACCU-CHEK Solo Reservoir Assembly

Intended Use

The Accu-Chek Solo reservoir assembly (including the filling aid and the handle for the piston rod) is a part of the micropump in addition to the Accu-Chek Solo pump base. The reservoir is a sterile container for holding the insulin that the micropump delivers to the body.

Package Contents and Storage Conditions

See outer packaging.

Component Overview

A Reservoir
B Filling aid (blue)
C Handle for the piston rod (blue)
D Protective film for battery (orange)
E Reservoir needle
F Piston rod

Do not touch the needle of the filling aid (B) or the reservoir needle (E).

This product contains pointed and sharp-edged parts that may cause injury. Keep pointed and sharp-edged parts away from small children and vulnerable persons.

WARNING

Risk of suffocation

This product contains small parts that may be swallowed. Keep small parts away from small children and vulnerable persons.

Before You Get Started

Read these instructions for use and the instructions in the User's Manual of the Accu-Chek Solo micropump system. Take particular note of all warnings, information and notes required for the safe and proper use of the micropump system.

This is a sterile, single use product that has been sterilised with ethylene oxide. You can use the reservoir assembly for up to 4 days.

Replace the reservoir immediately if it has been exposed to mechanical stress (for example, if it was hit or dropped). Ziehen Sie den Griff langsam in Pfeilrichtung → nach unten, bis das

several times.

8 Slowly push the handle upwards in the direction of the arrow to fill the reservoir with insulin.

Wiederholen Sie das Reservoir mit der Flüssigkeit. Wählen Sie eine Sicherung und sichern Sie die Luftblasen im Reservoir wieder. Wenn sich weitere Luftblasen im Reservoir befinden, wiederholen Sie die Schritte 7 und 8.

9 Entfernen Sie den Einfüllstutzen vom Reservoir, indem Sie ihn seitwärts in Pfeilrichtung abziehen.

Drücken Sie den Griff an der geriffelten Oberfläche.

10 Align the piston rod (F) of the filled reservoir such that you can insert it into the piston rod opening of the pump base. Push the filled reservoir onto the pump base until both parts are tightly connected.

11 When both components are connected to each other correctly and the battery is activated, the micropump issues the Start-Tonfolge.

If this sequence of signals is not issued, check whether the battery is activated and repeat step 10.

12 Make sure that there is no gap between the reservoir and the pump base.

The pump base and the reservoir are only connected correctly when the Start-Tonfolge sequence is issued and when the pump base and the reservoir are seamlessly connected.

Disposal

WARNING

Risk of infection

Used components carry a risk of infection.

Dispose of the reservoir assembly, the filling aid, and the handle for the piston rod safely, in such a way that no third party can injure themselves.

Dispose of used products according to local regulations. For information about correct disposal, contact your local council or authority.

Distributed in the United Kingdom by:

Roche Diabetes Care Limited
Charles Avenue, Basing Hill
Oxfordshire, RG2 6SH, United Kingdom
Accu-Chek Pump Cartridge: 0800 731 22 91
ROI Freephone number: 1 800 882 51
Mobile number: +44 7772 596
www.accu-chek.at

Austria

Roche Diabetes Care Austria Pty. Limited
Insulin Pump Support: 1800 633 457
australia.insulinpump@roche.com
www.accu-chek.com.au

Deutschland

Gebrauchsanweisung

Accu-Chek Solo Reservoir-Einheit

Vorgehensweise Anwendung

Die Accu-Chek Solo Reservoir-Einheit (geräteintegriert) entfernen Sie die Einfüllstutzen (B) von der Gewindestange (F).

Das Reservoir ist ein steriler Behälter zur Aufnahme des Insulins, die die Mikropumpe an den Körper abgibt.

Packungsinhalt und Lagerbedingungen

Siehe Umpackung.

Komponentenübersicht

A Reservoir
B Einfüllstutzen (blau)
C Griff für die Gewindestange (blau)
D Schutzfolie der Batterie (orange)
E Reservoir-Nadel
F Gewindestange

Berühren Sie niemals die Nadel des Einfüllstutzens (B) oder die Reservoir-Nadel (E).

Dieses Produkt enthält spitze und scharfkantige Teile, die zu Verletzungen führen können. Bewahren Sie Spitze und scharfkantige Teile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern oder Menschen mit Beeinträchtigungen auf.

WARNING

Erstickungsgefahr

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern oder Menschen mit Beeinträchtigungen auf.

AVERTISSEMENT

Risque de suffocation

Ce produit contient de petites pièces susceptibles d'être ingérées. Conservez toutes les petites pièces hors de la portée des jeunes enfants ou de personnes aux capacités réduites.

AVERTIMENTO

Risco di soffocamento

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere inghiottite. Conservate tutte le piccole parti fuori dalla portata dei bambini e delle persone con disabilità.

INSTRUCCIONES DE USO

Unidad de reservorio Accu-Chek Solo

Utilización prevista

La unidad de reservorio Accu-Chek Solo (que incluye el sostén para el relleno e la púa de la jeringa telescópica) es parte integrante del micropump, como la base del micropump Accu-Chek Solo. La reseruva es un dispositivo estéril que contiene la insulina que el micropump administra al cuerpo.

Contenido de la confección y condiciones de conservación

Consulte el embalaje exterior.

Síntesis de componentes

A Reservorio
B Agujeta de llenado (azul)
C Asa de la bomba (azul)
D Película protectora de la batería (naranja)
E Agujeta de reservorio
F Típico telescópico

No tocar la aguja de la ayuda de llenado (B) ni la aguja del reservorio (E).

Este producto contiene piezas puntiagudas y de bordes afilados que pueden causar lesiones. Conservar todos los componentes puntiagudos y afilados fuera del alcance de niños pequeños o personas con discapacidad.

ADVERTENCIA

Riesgo de asfixia

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Conservar las piezas pequeñas fuera del alcance de niños pequeños o personas con discapacidad.

AVERTENDE

Risiko der Asphyxie

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden tragen. Bewahren Sie die kleinen Teile aus dem Bereich von Kindern fern.

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones de uso y las indicaciones de las instrucciones de uso del sistema para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek Solo. Tenga especialmente en cuenta todas las advertencias, información y notas necesarias para un uso seguro y adecuado del sistema para el tratamiento de la diabetes.

Este es un producto estéril para un solo uso que ha sido esterilizado con óxido de etileno. La unidad de reservorio puede utilizarse durante un período de hasta 4 días.

Si se ha expuesto el reservorio a esterilizadores mecánicos (p. ej., un golpe o una caída), sustituya inmediatamente el reservorio.

Utilice y almáncela la insulina conforme a las indicaciones del fabricante. Compruebe la fecha de caducidad de la insulina antes de utilizarla.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTENCIA

Riesgo de hipoglicemia (nivel de glucemia bajo) y de hiperglucemia (nivel de glucemia alto)

El sistema de micropump sin categoría cero es previsto para su uso con insulina U100.

Para preparar el reservorio necesitará insulina U100 de acción rápida y de desinfectante, como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina U100.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina U100 ad azione rapida e di disinfezione, come un tampone sterile imbevuto di alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina siano a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema di micropump senza categoria zero, utilizzare sempre la insulina U100.

Per preparare el reservorio necesitará insulina U100 de acción rápida y de desinfectante, como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina U100.

Per preparare el serbatoio sono necessari insulina U100 ad azione rapida e del disinfectante, come un tampone sterile imbevuto di alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina siano a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema di micropump senza categoria zero, utilizzare sempre la insulina U100.

Preparación y rellenable del reservorio

AVERTENCIA

Riesgo de hipoglucemia (nivel de glucemia baso) e hiperglucemia (nivel de glucemia elevado)

El sistema de micropump sin categoría cero es previsto para su uso con insulina U100.

Utilizar exclusivamente insulina U100.

Per preparare el serbatoio son necesarios insulina U100 ad azione rapida y del desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina U100.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina U100 ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina U100.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina U100 ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina U100.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixo) e de hiperglicémia (nível de glicemina elevado)

O sistema de micropump sem categoria cero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estão a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, come un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina siano a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTENCIA

Riesgo de hipoglucemia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucemia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglicémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o reenchimento.

Para substituir um componente do sistema para o tratamento da diabetes, utilize exclusivamente insulina 100 U.

Per preparare il serbatoio sono necessari insulina 100 U ad azione rapida e del disinfectante, tales como un tampon estéril imprimato con alcool. Assicurarsi che il serbatoio e l'insulina estén a temperatura ambiente durante il riempimento.

Per sostituire un componente del sistema per il trattamento della diabete, utilizzare esclusivamente insulina 100 U.

Per preparare el reservorio son necesarios insulina 100 U ad azione rápida y de desinfectante, tales como un tampon estéril imprimado con alcohol. Asegúrese de que el reservorio y la insulina estén a temperatura ambiente durante el llenado.

Para sustituir un componente del sistema para el tratamiento de la diabetes, utilice únicamente insulina 100 U.

Preparación y llenado del reservorio

AVERTIMENTO

Risco de hipoglicémia (nível de glicemina baixa) e de hiperglucémia (nível de glicemina elevada)

O sistema de micropump sem categoria zero é previsto para ser usado com insulina 100 U.

Para preparar o reservório necessário insulina 100 U de ação rápida e de desinfectante, como um tampão estéril imprimado com álcool. Assegure-se de que o reservório e a insulina estejam a temperatura ambiente durante o

of de batterij is geactiveerd en vervolgens stap 10 opnieuw uitvoeren.

12 Zorg ervoor dat er zich geen lucht in het reservoir en de pompkamer bevindt.

De pompbuis en het reservoir zijn alleen correct met elkaar verbonden als de stempelstangen worden aangeleverd en de pompbasis en het reservoir naadloos met elkaar zijn verbonden.

Afvalverwijdering

⚠️ WAARSCHUWING

Infestatiesporen

Gebruik onder voorbehoud een potentiële infectiegevaar. Gooi het reservoirsysteem, de vulhuis en het handvat op de aanronding vällig weg zodat niemand zich hieraan kan verwonden.

Gooi de gebruikte producten dan volledig de voorheen geldende lokale voorschriften. Informatie over de juiste manier van afvalverwijdering kan worden ingeweven bij de lokale overheid (gemeente).

Nederland

Accu-Chek Diabetes Service

Tel. 0800-022 05 85

www.accu-chek.nl

België

Tel. 03 300-9362 (Accu-Chek Service)

www.accu-chek.be

DKA Brugsanvisning

Accu-Chek Solo reservoarenhet

Accu-Chek Solo-reservoarenhet inkluderar pâlydningsstjlen och hândtaget fâr stempelstangen är en del av mikropumpen som kommon med Accu-Chek Solo-pumpbaser. Reservoarenhet är en steril beholder för oppbevaring av det insulin som mikropumpen tifffer kroppen.

Pakningsinhold og betingelser for oppbevaring

Se den ytre embalsasjen.

Komponentoversikt

A Reservoir

B Pâlydningsstôd (blå)

C Hândtag til stempelstangen (blå)

D Bakkehelsestôd til batteri (orange)

E Reservoir

F Stempelstang

Ikke berør hånden på pâlydningsstjlen (B) eller reservoarenhet (E). Dette produktet inneholder spissle og skarpe dele som kan føre til personskader. Spisse og skarpe dele må oppbevares utgjengelig for smabarn og personer med nedsatt funksjonsevne.

⚠️ ADVARSEL

Fare for knivling

Dette produktet inneholder smådeler som kan sveles. Smâdeler må oppbevares utgjengelig for smabarn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Fordu begynner

Les denne bruksanvisningen og instruksjonene i brukerveitning og instruksjonene i et del av mikropumpen sammen med Accu-Chek Solo-pumpbaser. Reservoarenhet er en steril beholder til det insulin, som mikropumpen girver til kroppen.

Pakkens innehold og oppbevaringsbetingelser

Se den ytre embalsasjen.

Komponentoversigt

A Reservoir

B Pâlydningsstôd (blå)

C Hândtag til stempelstangen (blå)

D Bakkehelsestôd til batteri (orange)

E Reservoir

F Stempelstang

Rør ikke ved hånden på pâlydningsstjlen (B) eller reservoarenhet (E).

Dette produktet inneholder spissle og skarpe dele, som kan medføre personskader. Spise og skarpe dele skal oppbevares utgjengelig for smabarn og for personer med nedsatt psykisk formåne.

⚠️ ADVARSEL

Kvalitetskontroll

Dette produktet inneholder små dele, som kan slipes. De små deler skal oppbevares utgjengelig for små barn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Fordu til gâr i 10 dager

Læs denne bruksanvisningen og aviseringene i bruksanvisningen til Accu-Chek Solo mikropumpesystem. Vær særlig opmærksom på alle de advarsler, oplysninger og bemærkninger, der skal effekteres for en sikker og korrekt bruk av mikropumpesystemet.

Dette er et sterilt produkt til engangsbruk, som er blevet sterilisert med etylenoksid. Du kan bruke reservoarenhet i 10 dager.

Uønsket stråle eksponering, hvis den har vært utsatt for mekanisk belastning (f.eks. hvis den har fått et slag eller er blevet tabt).

Brug opbevar insulinet innt. produsentens spesifikasjoner. Kontroller uløftessetet for insulinet før bruk.

Klargjøring og fyldning av reservoarenhet

⚠️ ADVARSEL

Risque for hypoglykemi (lavt blodsukkerniveau) og hyperglykemi (høyt blodsukkerniveau)

Mikropumpesystemet skal brukes med U100-insulin.

Brug kun U100-insulin.

For å klargjøre reservoarenhet skal du bruge et hurtigvirkende U100-insulin og desinfeksjonsmiddelet (f.eks. et steril spritsettver). Sørg for, at reservoarenhet og insulinet har stegetemperatur under fyldningen.

Hvis du ikke har et sterilt spritsettver i mikropumpesystemet, skal du ikke bruge reserboarenhet med fingeren gjennom høyre hånd.

1 Vask hendene og tork dem gründig.

Desinfiser oversiden av hættelappelsettet med en steril alkoholhåndvask.

Dette er den desinferte oversiden av hættelappelsettet.

2 Dra forsiktig batteriet bort fra reservoarenhet til batteriet med stempelstangen (D) nedad i pilens rikting for å aktivere batteriet.

Dens reservoarenhet blir utilst ut for mekanisk belastning (f.eks. om han faller eller faller ut).

DU MÅ BRÅKE OG OPPBEVAR INSULINET I HÅNDEN TIL PRODUSENTENS SPECIFIKASJONER. KONTROLLER ULØFTESSETET FOR INSULINET FØR BRUK.

Klargjøring og fyldning av reservoarenhet

⚠️ ADVARSEL

Risque for hypoglykemi (lavt blodsukkerniveau) og hyperglykemi (høyt blodsukkerniveau)

Mikropumpesystemet er beregnet til bruk med U100-insulin.

Brug kun U100-insulin.

For å klargjøre reservoarenhet skal du bruge et hurtigvirkende U100-insulin og desinfeksjonsmiddelet (f.eks. et steril spritsettver). Sørg for, at reservoarenhet og insulinet har stegetemperatur under fyldningen.

Hvis du ikke har et sterilt spritsettver i mikropumpesystemet, skal du ikke bruge reserboarenhet med fingeren gjennom høyre hånd.

1 Vask hendene, og tork dem grundig.

Desinfiser oversiden av hættelappelsettet med en steril alkoholhåndvask.

Dette er den desinferte oversiden av hættelappelsettet.

2 Træk forsiktig batteriet bort fra reservoarenhet til batteriet med stempelstangen (D) nedad i pilens rikting for å aktivere batteriet.

Hvis du ikke har et sterilt spritsettver i mikropumpesystemet, skal du ikke bruge reserboarenhet med fingeren gjennom høyre hånd.

3 Hold i den runde delen av stempelstangen (C) og træk den nedover til batteriet i reservoarenhet.

4 Plasser insulinhetlappet på et flatt og fast underlag (for eksempel en bordplate) og hold det godt fast.

Placer pâlydningsstjlen (B) på hættelappelsettet. Skyv pâlydningsstjlen (B) inn i insulinhetlappet.

5 Søn reservoarenhet med insulinhetlappet opp-ned, slik at batteriet aktiveres og opprettes steg 10.

6 Dra håndtaket langsomt nedover i pilens rikting for å fylle reservoarenhet med insulin.

Fyll reservoarenhet med minst 80 U (0,8 ml) insulin og maks. 200 U (2,0 ml) insulin.

7 Hold reservoarenhet på skrå for å fylme luftbubbler fra reservoarenhet. Kjør med håndtaket til pilens retning for å fylle luftbubbler i pilens retning.

Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

8 Hold i den runde delen av stempelstangen (C) og træk den nedover til batteriet i reservoarenhet.

9 Fjern pâlydningsstjlen (B) fra hættelappelsettet til reservoarenhet.

10 Innsett det sterile prøvetaket (F) slik at den sitter inn i stempelstangen på pumpbassen.

Tryk fast prøvetaket til inn i pumpbassen, og hold begge deler et fast.

Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

11 Søn hættelappelsettet med insulin og hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

12 Sørg for at batteriet er sluttet korrekt til hættelappelsettet til reservoarenhet.

13 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

14 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

15 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

16 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

17 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

18 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

19 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

20 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

21 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

22 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

23 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

24 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

25 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

26 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

27 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

28 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

29 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

30 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

31 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

32 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

33 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

34 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

35 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

36 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

37 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

38 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

39 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

40 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

41 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

42 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

43 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

44 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

45 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

46 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

47 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

48 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

49 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet for å fylle luftbubbler i pilens retning.

50 Sæt på hættelappelsettet til reservoarenhet